



本PDF文件由

免费提供, 全部信息请点击[9041-37-6](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)

CAS Number:9041-37-6 基本信息

中文名:	交联葡聚糖凝胶LH-20
英文名:	Cross-linked dextran LH-20
CAS登录号:	9041-37-6

物理化学性质

性质描述:	交联葡聚糖凝胶LH-20(9041-37-6)的性状: 白色微珠状易流动干燥粉末。 系在葡聚糖凝胶G-25上引入羟丙基而得, 既有亲水性, 又有亲脂性, 可在多种有机溶剂中膨胀后应用。 其珠状颗粒直径为25~100μm。 凝胶的稳定性较高。常作为凝胶过滤、吸附和分配色谱中的支持介质。
-------	---

CAS#9041-37-6化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)



百灵威科技有限公司 专业从事9041-37-6及其他化工产品的生产销售 400-666-7788

将来试剂—打造最具性价比试剂品牌 交联葡聚糖凝胶LH-20专业生产商、供应商, 技术力量雄厚 021-61552785

将来试剂—打造最具性价比试剂品牌 长期供应Cross-linked dextran LH-20等化学试剂, 欢迎垂询报价 021-61552785

供应商信息已更新且供应商的链接失效, 请登录爱化学 [CAS No. 9041-37-6](#) 查看若您在此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用:	交联葡聚糖凝胶LH-20(9041-37-6)的用途: 用于分离蛋白质、多糖、核酸、氨基酸、多肽、脂类化合物、脂肪酸、甘油脂、类固醇和维生素等, 也可分离黄酮、萜醌和色素类有机化合物。
生产方法及其他:	交联葡聚糖凝胶LH-20(9041-37-6)的贮存: 本品应密封保存。

相关化学品信息

[葡萄糖](#) [90563-58-9](#) [90459-51-1](#) [L-丙氨酸-N-椰油酰基衍生物钠盐](#) [1-\[2-\(4-氯苯氧基\)-6-氟苯基\]-N-甲基甲基胺](#) [反式-4-环己基-L-脯氨酸](#)
[盐酸盐](#) [90506-50-6](#) [9080-56-2](#) [90141-25-6](#) [904818-64-0](#) [90978-25-9](#) [90952-60-6](#) [瑞巴派特](#) [马齿苋](#) [酰基转移酶](#) 441

生成时间2015-12-5 19:23:18