



本PDF文件由

免费提供, 全部信息请点击[9050-68-4](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)

CAS Number:9050-68-4 基本信息

中文名:	交联葡聚糖凝胶G-10; 葡聚糖凝胶G-10; 交联右旋糖酐凝胶G-10
英文名:	Cross-linked dextran gel G-10
CAS登录号:	9050-68-4

物理化学性质

性质描述:	交联葡聚糖凝胶G-10(9050-68-4)的性状: 白色珠状颗粒。 一种由葡聚糖经醚键相互交联聚合成具有多孔性三维空间网状结构的高分子分离材料, 为稳定的亲水性凝胶。 G-10是表示G类凝胶吸水量的型号, 可将G后的数字除以10即为该凝胶每克干重所吸水分的毫升数。 能使一定分子量范围的大分子进入凝胶的网状结构。 不溶于水、盐、弱酸和碱溶液。 在强酸中糖苷分解。 在湿空气中易长霉。 可用氯仿、甲苯、叠氮钠等作防腐剂。 颗粒大小有粗、中、细、极细之分(约50~500目)。 市售商品亦有其他型号的。
-------	--

CAS#9050-68-4化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

 百灵威科技有限公司 专业从事9050-68-4及其他化工产品的生产销售 400-666-7788

将来试剂(上海)有限公司 交联葡聚糖凝胶G-10专业生产商、供应商, 技术力量雄厚 400-0066-400

供应商信息已更新且供应商的链接失效, 请登录爱化学 [CAS No. 9050-68-4](#) 查看

若您是此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用:	交联葡聚糖凝胶G-10(9050-68-4)的用途: 用于分离和提纯蛋白质、多糖、酶、核酸、激素、氨基酸、多肽和抗菌素等。薄层色谱支持物(用极细颗粒, 小于325目)。
生产方法及其他:	交联葡聚糖凝胶G-10(9050-68-4)的贮存: 本品应密封于阴凉干燥处保存。

相关化学品信息

[9024-43-5](#) [90405-00-8](#) [90580-84-0](#) [90768-57-3](#) [二乙烯基苯与苯乙烯的共聚物](#) [聚甲基丙烯酸甲酯](#) [\(4S\)-N-巴豆酰基-4-异丙基-2-恶唑烷酮](#) [90560-54-6](#) [. 磷脂酰乙醇胺](#) [二溴化1,1-二十八烷基-4,4-联吡啶](#) [90850-44-5](#) [90049-04-0](#) [90828-99-2](#) [阳离子交换树脂IR120\(钠型\)](#) [胆固醇氧化酶](#) [90791-28-9](#) [聚羧甲基磺酸钠盐](#) [90349-23-8](#) [90851-47-1](#) [PPG-12/SMDI共聚物](#) [90477-46-6](#) [3-Cyano-7-methyl-1H-indazole](#) [90771-97-4](#) [90632-40-9](#) [900015-48-7](#) [90884-29-0](#) [4,4'-二甲氧基二苯甲酮](#) [901-79-1](#) [安息香胶](#)

生成时间2014-4-4 21:34:42